

## Кроличий Polymab® Против Коллагена I/Col1A1 Для Wb — P02452

Артикул: CM0006868



### введение

Кроличий PolymAb® против коллагена I/COL1A1 для применений в WB, IHC-P и IF. Обнаруживает коллаген типа I человека, мыши и крысы с молекулярной массой 139 кДа. Идеален для исследований внеклеточного матрикса.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличий PolymAb® против коллагена I/COL1A1                                                                                               |
| Примечания/синонимы       | OI1; OI2; OI3; OI4; EDSC; CAFYD; EDSARTH1                                                                                                 |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                   |
| GeneID (человек)          | 1277                                                                                                                                      |
| GeneID                    | 1277                                                                                                                                      |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1150–1250 человеческого коллагена I/COL1A1 (NP_000079.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                    |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                   |
| Применение                | WB, IF/ICC, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                      |
| Перекрёстная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                                      |
| SWISS                     | P02452                                                                                                                                    |
| Молекулярная масса белка  | 139 кДа                                                                                                                                   |
| Условия доставки          | Хладопакет                                                                                                                                |