

Моноклональное Антитело Против Коллагена I/Col1A2 Для ВБ, Ифа - P08123

Артикул: CM0002420



введение

Кроличье моноклональное антитело к коллагену I/COL1A2 для приложений ВБ и ИФА. Валидировано для человека, мыши, крысы. Молекулярная масса мишени — 129 кДа. Идеально подходит для исследования внеклеточного матрикса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Коллаген I/COL1A2 кроличье моноклональное антитело
Примечания/псевдонимы	OI4; EDSCV; EDSARTH2; Collagen I/COL1A2
Вид	Человек
ID гена (человек)	1278
ID гена	1278
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 500-600 человеческого коллагена I/COL1A2 (NP_000080.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P08123
Молекулярная масса белка	129 кДа
Доставка	Айс-бокс