

Моноклональное Антитело Против Коллагена I/Col1A2 Для Wb, If/Icc, Elisa — P08123

Артикул: CM0006551



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на коллаген I/COL1A2 человека, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Подходит для изучения внеклеточного матрикса, биологии сухожилий, связок и костей. Перекрёстно реагирует с мышинным белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против коллагена I/COL1A2
Примечания/синонимы	OI4; EDSCV; EDSARTH2; Коллаген I/COL1A2
Вид	Человек
GeneID (человек)	1278
GeneID	1278
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P08123
Молекулярная масса белка	129 кДа
Условия транспортировки	Хладагент