

Поликлональные Антитела Против Коллагена I/Col1A2 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицк, Ифа - P08123

Артикул: CM0021019



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого Коллагена I/COL1A2, подходящие для Вестерн-блоттинга, ИФ/ИЦК и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Ценны для исследований внеклеточного матрикса, костей и соединительной ткани.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Collagen I/COL1A2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	OI4; EDSCV; EDSARTH2; Collagen I/COL1A2
Вид	Человек
GeneID	1278 (Человек)
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1161-1260 человеческого Коллагена I/COL1A2 (NP_000080.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08123
Молекулярный вес белка	129кДа
Доставка	Сумка со льдом