

Поликлональное Антитело Кролика Против Коллагена I/Col1A2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P08123

Артикул: CM0027501



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого коллагена I/COL1A2, валидированное для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для изучения биологии коллагена, внеклеточного матрикса и минерализации кости.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против коллагена I/COL1A2
Примечания/Альтернативные названия	OI4; EDSCV; EDSARTH2; Коллаген I/COL1A2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1278
GeneID	1278
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 501-600 человеческого коллагена I/COL1A2 (NP_000080.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08123
Молекулярная масса белка	129 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом