

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Коллагена Iii
Альфа 1/Col3A1 Для Вб, Ип, Ифа — P02461

Артикул: CM0003307



введение

Высококачественные кроличьи моноклональные антитела против коллагена III альфа 1/COL3A1 (P02461). Валидированы для вестерн-блота, иммунопреципитации и ИФА. Реагируют с человеческим, мышинным и крысиным белком. Надежный инструмент для исследований внеклеточного матрикса и соединительной ткани.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи моноклональные антитела к коллагену III альфа 1/COL3A1
Примечания/алиасы	EDS4A; EDSVASC; PMGEDSV; Collagen III alpha 1/COL3A1
Вид	Человек
ID гена (человек)	1281
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 150-400 человеческого коллагена III альфа 1/COL3A1 (P02461)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P02461
Молекулярная масса белка	139 кДа
Доставка	Холодовой пакет