


Моноклональное Антитело Против Коллагена Iv Для Wb, Db, Elisa — P53420 / Q14031 / P08572 / P02462

Артикул: CM0006635



введение

Кроличье моноклональное антитело против коллагена IV, валидированное для вестерн-блоттинга, дот-блоттинга и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований базальной мембраны и заболеваний клубочков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против коллагена IV
Примечания/синонимы	BFH; ATS2; BFH1; CA44; коллаген IV
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	1286/1288/1284/1282
Идентификатор гена	1286/1288/1284/1282
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1573–1690 человеческого COL4A4 (NP_000083.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, DB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P53420/Q14031/P08572/P02462
Молекулярная масса белка	164 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом