


Моноклональное Антитело Кролика Против Коллагена Iv Для Wb, If/Icc, Elisa - Q01955 / P29400 / P08572 / P02462

Артикул: CM0004951



введение

Моноклональное антитело кролика, нацеленное на альфа-3-цепь коллагена IV (антиген Гудпасчера). Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA в образцах человека и крысы. Подходит для исследований базальной мембраны и ангиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против коллагена IV
Примечания/псевдонимы	ATS2; ATS3; BFH2; COL4A3/COL4A5/COL4A2/COL4A1
Вид	Человек
ID гена (человек)	1285/1287/1284/1282
ID гена	1285/1287/1284/1282
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1555-1669 человеческого COL4A3 (NP_000082.2))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q01955/P29400/P08572/P02462
Молекулярная масса белка	162 кДа
Доставка	Холодильный пакет