


Поликлональные Антитела Против Коллагена VI/Col6A1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P12109

Артикул: CM0028234



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого Коллагена VI/COL6A1, валидированные для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА (ELISA). Перекрестная реакция с мышью. Идеально подходят для изучения внеклеточного матрикса, клеточной адгезии и исследований мышечной дистрофии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Коллаген VI/COL6A1 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	OPLL; BTHLM1; UCHMD1; Коллаген VI/COL6A1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1291
GeneID	1291
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-250 человеческого Коллагена VI/COL6A1 (NP_001839.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P12109
Молекулярный вес белка	109кДа
Доставка	Сумка со льдом