

Кроличья Моноклональная Антитело Против Коллагена VI/Col6A1 Для Wb, IHC-P, Elisa - P12109

Артикул: CM0005481



введение

Рекомбинантная кроличья моноклональная антитело против коллагена VI/COL6A1, валидированная для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии и ELISA. Обнаруживает COL6A1 человека, мыши и крысы (P12109). Идеально подходит для исследований внеклеточного матрикса и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Коллаген VI/COL6A1 кроличья мкАт
Примечания/псевдонимы	OPLL; BTHLM1; UCHMD1; Collagen VI/COL6A1
Вид	Человек
ID гена (человек)	1291
ID гена	1291
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий аминокислоты 37-235 человеческого коллагена VI/COL6A1 (P12109)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P12109
Молекулярная масса белка	109 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с холодоэлементами