


## Кроличья Моноклональная Антитело Против Коллагена X/Col10A1 Для Wb, Elisa - Q03692

Артикул: CM0002802



### введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий коллаген X/COL10A1, для методов Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Валидировано для образцов человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований минерализации хряща и скелетных нарушений.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Коллаген X/COL10A1, кроличье моноклональное антитело                                                                                                      |
| Примечания/алиасы         | COL10A1; альфа-1(X) цепь коллагена; Collagen X/COL10A1                                                                                                    |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                   |
| ID гена (человек)         | 1300                                                                                                                                                      |
| ID гена                   | 1300                                                                                                                                                      |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид - синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 500-600 человеческого коллагена X/COL10A1 (Q03692). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                    |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                                   |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                                                 |
| Перекрестная реактивность | Мышь, крыса                                                                                                                                               |
| SWISS                     | Q03692                                                                                                                                                    |
| Молекулярная масса белка  | 66 кДа                                                                                                                                                    |
| Доставка                  | С ледяным пакетом                                                                                                                                         |