

Кроличье Моноклональное Антитело Против Коллагена Xvii/Col17A1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммуногистохимии (Ihc-P), Иммуноферментного Анализа (Elisa) - Q9Umd9

Артикул: CM0004736



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий коллаген XVII (COL17A1, BP180). Валидировано для методов WB, IHC-P, ELISA. Идеально для исследований полудесмосом, базальной мембраны и буллезного пемфигоида.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против коллагена XVII/COL17A1
Примечания/Альтернативные названия	ERED; JEB4; BP180; BPA-2; BPAG2; LAD-1; BA16H23.2; Collagen XVII/COL17A1
Вид	Человек
Идентификатор гена (Человек)	1308
Идентификатор гена	1308
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1300-1400 человеческого коллагена XVII/COL17A1 (Q9UMD9).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия (IHC-P), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UMD9
Молекулярная масса белка	150 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом