


Поликлональные Антитела Против Commd5 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Gzq3

Артикул: CM0020956



введение

Кроличьи поликлональные антитела против COMMD5 (HCARG), валидированные для WB, IF/ICC, ELISA у человека, мыши и крысы. Направлены на белок-скаффолд, участвующий в эндосомальном рециклинге и регуляции пролиферации клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	COMMD5 кроличьи pAb
Примечания/алиасы	HCARG; HT002; COMMD5
Вид	Человек
ID гена	28991
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-224 человеческого COMMD5 (NP_054785.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9GZQ3
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Айс-пак