


Поликлональное Антитело Anti-Comp Для Wb, If/Icc, Elisa - P49747

Артикул: CM0017455



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого COMP (тромбоспондин-5) для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с мышиным и крысиным COMP. Идеально подходит для исследований хрящевой ткани, внеклеточного матрикса и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	COMP Rabbit pAb
Примечания/синонимы	MED; CTS2; EDM1; EPD1; TSP5; PSACH; THBS5; TSP-5; COMP
Вид	Человек
GeneID	1311
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-160 человеческого COMP (NP_000086.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P49747
Молекулярная масса белка	83 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом