


Анти-Comp Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Elisa - P49747

Артикул: CM0003526



введение

Кроличий моноклональный антитело против человеческого олигомерного белка матрикса хряща (COMP, TSP5). Валидирован для WB и ELISA, перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований хряща и внеклеточного матрикса (ECM).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	COMP кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	MED; CTS2; EDM1; EPD1; TSP5; PSACH; THBS5; TSP-5; COMP
Вид	Человек
GeneID (человек)	1311
GeneID	1311
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 человеческого COMP (NP_000086.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P49747
Молекулярный вес белка	83 кДа
Доставка	Сумка со льдом