


Анти-Комплемент C2, Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P06681

Артикул: CM0017903



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого комплемента C2, подходящие для вестерн-блоттинга и ИФА. Позволяют изучать активацию комплемента, иммунную защиту и возрастную макулярную дегенерацию. Перекрестно реагирует с человеческим C2 (83 кДа).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	C2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	CO2; ARMD14; C2
Вид	Человек
ID Gene (Человек)	717
ID Gene	717
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 453-752 человеческого C2 (NP_000054.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P06681
Молекулярный вес белка	83kDa
Доставка	Сумка со льдом