

Поликлональное Антитело Кролика Против Компонента Комплемента C3 Человека Для If-P, Elisa - P01024

Артикул: CM0013238



введение

Поликлональное антитело кролика против компонента комплемента C3 человека (а.к. 1364–1663). Валидировано для IF-P и ELISA; перекрёстно реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований комплементарного пути и врождённого иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против компонента комплемента C3
Примечания/алиасы	ASP; C3a; C3b; AHUS5; ARMD9; CPAMD1; HEL-S-62p; компонент комплемента C3
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	718
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1364–1663 компонента комплемента C3 человека (NP_000055.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P01024
Молекулярная масса белка	187 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом