

Кроличья Поликлональная Антитело Против Комплемента C3 Для Вестерн-Блота И Ифа - P01024 / P01027

Артикул: CM0009045



введение

Кроличье моноклональное антитело против комплемента C3 (C3, ASP, C3a, C3b), валидированное для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Реагирует с C3 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований каскада комплемента, изучения воспаления и метаболических процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Complement C3 Rabbit PolymAb®
Примечания/Алиасы	ASP; C3a; C3b; AHUS5; ARMD9; CPAMD1; HEL-S-62p
Вид	Человек/Мышь
ID гена (человек)	718
ID гена	718/12266
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1364-1663 комплемента C3 человека/мыши (NP_033908.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01024/P01027
Молекулярная масса белка	186 кДа
Доставка	Айс-бэг