

Кроличье Моноклональное Антитело Против Комплемента C4A Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции (If-P), Elisa - P0C0L4

Артикул: CM0010197



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого комплемента C4A (SWISS: P0C0L4). Валидировано для применения в вестерн-блоттинге, иммунофлуоресценции (IF-P) и ELISA. Идеально подходит для изучения классического пути активации комплемента и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к комплементу C4A
Примечания/Альтернативные названия	C4; RG; C4S; C04; C4A2; C4A3; C4A4; C4A6; C4AD; CPAMD2; Комплемент C4A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	720
ID гена	720
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 940-1237 человеческого комплемента C4A (P0C0L4).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция (IF-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P0C0L4
Молекулярная масса белка	193 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом