

Поликлональные Антитела Против Фактора Комплемента В Для Wb, If/Icc, Elisa — P00751

Артикул: CM0021491



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому фактору комплемента В (CFB, P00751). Подходят для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ИФА; перекрестно реагируют с человеческим и мышинным белком. Ключевой реагент для исследований альтернативного пути комплемента, врожденного иммунитета и связанных с ними заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к фактору комплемента В
Примечания/алиасы	BF; FB; BFD; GBG; CFAB; CFBD; PBF2; AHUS4; FBI12; H2-Bf; ARMD14; Complement factor B (CFB)
Вид	Человек
GeneID (человек)	629
GeneID	629
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 26-764 человеческого фактора комплемента В (NP_001701.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P00751
Молекулярная масса белка	86 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающим