


Мышиное Моноклональное Антитело Кролика К Фактору Н Комплеента Для Wb, Elisa — P08603

Артикул: CM0009954



введение

Моноклональное антитело кролика, направленное против фактора Н комплемента человека (CFH), валидированное для WB и ELISA. Молекулярная масса 139 кДа. Идеально подходит для изучения регуляции системы комплемента, врождённого иммунитета и связанных с ними заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к фактору Н комплемента
Примечания/синонимы	FN; HF; HF1; HF2; HUS; FHL1; AHUS1; AMBP1; ARMD4; ARMS1; CFHL3; фактор Н комплемента
Вид	Человек
ID гена (человек)	3075
ID гена	3075
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100–200 фактора Н комплемента человека (P08603).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P08603
Молекулярная масса белка	139 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом