


Поликлональное Антитело Кролика Против Фактора Н Комплемента Для Wb - P08603

Артикул: CM0017931



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на фактор Н комплемента — ключевой растворимый ингибитор альтернативного пути комплемента. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC), иммунофлуоресценции на парафиновых срезах (IF-P) и ИФА у человека, мыши и крысы. Предсказанная молекулярная масса — 139 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против фактора Н комплемента
Примечания/Синонимы	FN; HF; HF1; HF2; HUS; FHL1; AHUS1; AMBP1; ARMD4; ARMS1; CFHL3; Complement factor H
Вид реактивности	Человек
ID гена (человек)	3075
ID гена	3075
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-240 фактора Н комплемента человека (NP_004485.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08603
Молекулярная масса белка	139кДа
Доставка	Хладоэлемент