


Анти-Comt Кроличий Моноклональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P21964

Артикул: CM0010150



введение

Кроличий моноклональный антитело, направленное против человеческого COMT (катехол-О-метилтрансферазы), подходящее для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с человеком и крысой. Предполагаемая молекулярная масса 30 кДа. Идеально подходит для исследований метаболизма нейромедиаторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	COMT кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	HEL-S-98n; COMT
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1312
ID гена	1312
Иммуноген	Синтетический пептид; Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого COMT (P21964).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P21964
Масса белка	30kDa
Доставка	Сумка со льдом