


Кроличья Поликлональная Антитело Против Comt Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P21964

Артикул: CM0027828



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против человеческого COMT (катехол-О-метилтрансферазы), реактивное с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Валидировано для WB и ELISA. Идеально подходит для исследований метаболизма катехоламинов и деградации нейромедиаторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	COMT Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HEL-S-98n; COMT
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1312
GeneID	1312
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 42-221 человеческого COMT (NP_009294.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P21964
Молекулярный вес белка	30кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент