


Анти-Comt Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, If/Icc, Elisa - P21964

Артикул: CM0021102



введение

Кроличий поликлональный антитело против катехол-О-метилтрансферазы (COMT), валидированное для WB, IF/ICC, ELISA на человеке, мыши, крысе. Идеально подходит для изучения метаболизма нейромедиаторов - P21964.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] COMT кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	HEL-S-98n; [Валидировано KD] COMT
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1312
GeneID	1312
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 51-271 человеческого COMT (NP_000745.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P21964
Молекулярный вес белка	30кДа
Доставка	Сумка со льдом