


Моноклональное Антитело Против Коннексина 43 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P17302

Артикул: CM0007044



введение

Кроличье моноклональное антитело к коннексину 43, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Нацелено на белок щелевого контакта альфа-1, ключевой для межклеточной передачи сигналов и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Коннексин 43, кроличье моноклональное антитело
Примечания/Альтернативные названия	HSS; CMDR; CX43; EKVP; GJAL; ODDD; AVSD3; EKVP3; HLHS1; PPKCA; Connexin 43
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2697
GeneID	2697
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 300-382 коннексина 43 человека (NP_000156.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17302
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом