


Поликлональные Антитела Против Коннексина 43 Для Wb, Elisa - P17302

Артикул: CM0023271



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого Коннексина 43 (Cx43/GJA1). Подходят для WB и ELISA, перекрестно реагируют с мышью и крысой. Идеальны для изучения биологии целевых контактов и врожденного противовирусного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Коннексин 43 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	HSS; CMDR; CX43; EKVP; GJAL; ODDD; AVSD3; EKVP3; HLHS1; PPKCA; Коннексин 43
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2697
GeneID	2697
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 283-382 человеческого Коннексина 43 (NP_000156.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17302
Молекулярный вес белка	43kDa
Доставка	Сумка со льдом