


Поликлональное Кроличье Антитело Против Коннексина 43 Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa — P17302

Артикул: CM0013551



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело, нацеленное на коннексин 43 человека (Cx43, GJA1). Валидировано для WB, IF/ICC, IHC-P и ELISA; обладает перекрёстной реактивностью с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований щелевых контактов, сердца и врождённого иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к коннексину 43
Примечания/синонимы	HSS; CMDR; CX43; EKVP; GJAL; ODDD; AVSD3; EKVP3; HLHS1; PPKCA; Коннексин 43
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	2697
Идентификатор гена	2697
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 233-382 коннексина 43 человека (NP_000156.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P17302
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом