


Поликлональное Моноклональное Rabbit Polymab® Против Коннексина 43 Для Wb, If/Icc, If-P, Ифа - P17302

Артикул: CM0006324



введение

Rabbit PolymAb® против коннексина 43 (P17302) для человека, мыши, крысы: WB, IF/ICC, IF-P, ИФА. Высококачественное моноклональное антитело для исследования щелевых контактов и врожденного иммунитета. Надежное сырье для ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Connexin 43 Rabbit PolymAb®
Примечания/Альтернативные названия	HSS; CMDR; CX43; EKVP; GJAL; ODDD; AVSD3; EKVP3; HLHS1; PPKCA
Вид	Человек
GeneID (человек)	2697
GeneID	2697
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 300-382 коннексина 43 человека (NP_000156.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P17302
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	Холодопак