

Моноклональное Антитело Против Контактин 2 Для Вестерн-Блота И Ифа — Q02246

Артикул: CM0010416



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому контактину-2, валидированное для Вестерн-блота и ИФА, перекрестно реагирует с мышинным белком. Подходит для нейробиологических исследований аксональных доменов и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Контактин 2, кроличье моноклональное антитело
Примечания/алиасы	AXT; TAX; TAX1; FAME5; TAG-1; Contactin 2
Вид	Человек
ID гена (человек)	6900
ID гена	6900
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого контактина 2 (Q02246).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q02246
Молекулярная масса белка	113 кДа
Доставка	С холодоэлементом