

Кроличье Поликлональное Антитело Против Contactin 2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q02246

Артикул: CM0027589



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого Contactin 2 (TAG-1/TAX-1). Подходит для вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Мишень участвует в организации аксональных доменов и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против Contactin 2
Примечания/Альтернативные названия	AXT; TAX; TAX1; FAME5; TAG-1; Contactin 2
Вид	Человек
ID гена (человек)	6900
ID гена	6900
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 785-1012 человеческого Contactin 2 (NP_005067.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q02246
Молекулярная масса белка	113 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом