

Моноклональное Антитело Против Сора Для Wb, Ihc-P, Elisa - P53621

Артикул: CM0003629



введение

Рекомбинантное моноклональное антитело, направленное против COPA (альфа-COP, субъединица альфа коатомерного комплекса). Валидировано для вестерн-блоттинга (Western blot), IHC-P, ELISA. Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Подходит для исследований внутриклеточного транспорта и везикул COPI.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	COPA Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	A1CJG; HEP-COP; альфа-COP; COPA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1314
GeneID	1314
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого COPA (P53621).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P53621
Молекулярный вес белка	138 кДа
Доставка	Сумка со льдом