

Поликлональные Антитела Против Сора Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P53621

Артикул: CM0021536



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого СОРА (альфа-субъединица коатомерного комплекса). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестная реакция с мышью. Идеально подходят для изучения транспорта везикул СОР1 и функции аппарата Гольджи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	COPA Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	АИЛК; НЕР-COP; альфа-COP; СОРА
Вид	Человек
GeneID	1314
Иммуноген	Синтетический пептид (а.о. 550-650 человеческого СОРА, NP_001091868.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P53621
Молекулярный вес белка	138 кДа
Доставка	Сумка со льдом