

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Corb2 Для Wb, Elisa - P35606

Артикул: CM0002348

введение

Кроличыи моноклональные антитела против CORB2, валидированные для Вестерн-блоттинга и ELISA. Обнаруживают человеческий и мышиный CORB2 (бета'-субъединица котомера), участвующий в транспорте ЭПР-Гольджи, молекулярная масса 102 кДа. Идеально подходит для исследований траффика и связанных с ним заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CORB2 кроличья мкАт
Примечания/алиасы	OPDD; MCPH19; beta'-COP; CORB2
Вид	Человек
ID гена (человек)	9276
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 657-906 человеческого CORB2 (NP_004757.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P35606
Молекулярная масса белка	102 кДа
Доставка	Айс-пак