


Моноклональное Кроличье Антитело Anti-Copb2 Для Wb, If/Icc, Elisa — P35606

Артикул: CM0006747



введение

Моноклональное кроличье антитело Anti-COPB2, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA на образцах человека. Нацелено на бета'-субъединицу коатомера COP (p102), ключевой компонент везикул COPI, важных для ретроградного транспорта от аппарата Гольджи к ЭР.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	COPB2 Rabbit mAb
Примечания/синонимы	OPDD; MCPH19; beta'-COP; COPB2
Вид	Человек
GeneID (человек)	9276
GeneID	9276
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 657-906 человеческого COPB2 (NP_004757.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P35606
Молекулярная масса белка	102 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом