


Анти-Corpb2 Кроличья Поликлональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - P35606

Артикул: CM0030066



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против CORB2, подходящее для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Обнаруживает человеческий, мышинный и крысиный CORB2 (~102 кДа). Идеально подходит для изучения функции коатомерного комплекса в транспортировке через аппарат Гольджи и транспорте белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CORB2 кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	OPDD; MCPH19; бета'-COP; CORB2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9276
ID гена	9276
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 657-906 человеческого CORB2 (NP_004757.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35606
Молекулярный вес белка	102 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент