


Поликлональное Антитело Кролика Против Core Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O14579

Артикул: CM0017304



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий COPE (эпсилон-COP), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Полезно для изучения транспорта COP1-везикул и функции аппарата Гольджи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против COPE
Примечания/Альтернативные названия	эпсилон-COP; COPE
Вид	Человек
GeneID (человек)	11316
GeneID	11316
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-308 человеческого COPE (NP_009194.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O14579
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	В термосумке со льдом