


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Copg1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q9Y678

Артикул: CM0017689



введение

Кроличьи поликлональные антитела против COPG1 для Вестерн-блоттинга, ИФ/ИЦХ и ИФА. Взаимодействуют с COPG1 человека, мыши и крысы (субъединица гамма-1 коатомера, ~98 кДа). Надежны для исследований транспорта в аппарате Гольджи и везикул COPI.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	COPG1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	COPG; COPG1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	22820
ID гена	22820
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 555-874 человеческого COPG1 (NP_057212.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y678
Молекулярная масса белка	98 кДа
Доставка	В ледяном пакете