

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Copg2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Ubf2

Артикул: CM0016527

введение

Высококачественная кроличья поликлональная антитело нацелена на COPG2 (гамма-2-COP), субъединицу кутомера, участвующую в транспорт везикул Гольджи. Проверена для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований ретроградного транспорта и мембранного траффика.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	COPG2 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	2-COP; gamma-2-COP; COPG2
Вид	Человек
ID гена (человек)	26958
ID гена	26958
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 542-871 человеческого COPG2 (NP_036265.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UBF2
Молекулярная масса белка	98 кДа
Доставка	Холодовой пакет