

Поликлональное Кроличье Антитело Против Corg2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Ubf2

Артикул: CM0015880

введение

Поликлональное кроличье антитело CamelBio к COPG2 (pAb) валидировано для методов WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA и реагирует с COPG2 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований комплекса коатомера и транспорта в аппарате Гольджи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	COPG2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	2-COP; gamma-2-COP; COPG2
Вид	Человек
GeneID (человек)	26958
GeneID	26958
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 542-871 человеческого COPG2 (NP_036265.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UBF2
Молекулярная масса белка	98 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет