

Поликлональное Антитело Anti-Cops2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икц, Ифа - P61201

Артикул: CM0027662



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого COPS2 (субъединица 2 сигнасомы COP9) для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКЦ, ИФА. Определяет COPS2 человека, мыши, крысы — ключевого регулятора убиквитин-опосредованного протеолиза. Идеально для исследований рака и нейрональной дифференцировки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	COPS2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CSN2; SGN2; ALIEN; TRIP15; COPS2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9318
ID гена	9318
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-310 человеческого COPS2 (NP_004227.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИКЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P61201
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	В пакете со льдом