

Кроличья Моноклональная Антитело К Cops3 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uns2

Артикул: CM0002684



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к человеческому COPS3 (субъединица 3 сигнального комплекса COP9). Валидировано для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований пути убиквитина и сигнатосомы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к COPS3
Примечания/Альтернативные названия	CSN3; SGN3; COPS3
Вид	Человек
ID гена (человек)	8533
ID гена	8533
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 320–423 человеческого COPS3 (Q9UNS2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UNS2
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Хладоэлемент