

Кроличья Поликлональная Антитела Против Cops6 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q7L5N1

Артикул: CM0029756



введение

Кроличьи поликлональные антитела против COPS6 для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, ELISA, реагирующие с белком человека, мыши, крысы; 36 кДа, субъединица 6 сигнасомы COP9. Идеально для исследований убиквитинового пути, сигнасомы и денеддирования.

[Узнать больше](#)

Спецификация	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против COPS6
Примечания/Альтернативные названия	CSN6; MOV34-34KD; COPS6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10980
GeneID	10980
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий аминокислоты 58-327 белка COPS6 человека (NP_006824.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q7L5N1
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом