

Кроличье Поликлональное Антитело Против Cops7A Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9UbW8

Артикул: CM0025615



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок COPS7A (CSN7a), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к мышинному и крысиному белкам. Идеально для исследований COP9 сигнасомы, убиквитинового пути и деградации белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против COPS7A
Примечания/Алиасы	CSN7, CSN7A, SGN7a, COPS7A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	50813
GeneID	50813
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-275 человеческого белка COPS7A (NP_057403.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UBW8
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом