

Поликлональное Антитело Против Cops8 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q99627

Артикул: CM0015522



введение

Кроличье поликлональное антитело COPS8, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ELISA. Детектирует COPS8 у человека, мыши и крысы. Нацелено на субъединицу 8 сигнасомы COP9 для исследований убиквитинового пути.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против COPS8
Примечания/Альтернативные названия	COP9; CSN8; SGN8; COPS8
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10920
GeneID	10920
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-209 человеческого COPS8 (NP_006701.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99627
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	В термосумке со льдом