


Поликлональное Антитело К Anti-Copz1 Для Вестерн Блоттинга (Wb), Иммунофлуоресценции (If), Elisa - P61923

Артикул: CM0013431



введение

Кроличье поликлональное антитело к субъединице зета-1 коатомера (COPZ1), валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Подходит для работы с образцами человека и мыши; нацелено на белок ~20 кДа, участвующий в транспорте из аппарата Гольджи в ЭПР. Идеально для исследований в области молекулярной биологии и IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификации
Название продукта	Кроличье pAb к COPZ1
Примечания/Альтернативные названия	COPZ; CGI-120; HSPC181; zeta-COP; zeta1-COP; COPZ1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	22818
GeneID	22818
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P61923
Молекулярная масса белка	20 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом