

Кроличье Поликлональное Антитело Против Coq10B Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9H8M1

Артикул: CM0014635

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого COQ10B (Коэнзим Q-связывающий белок COQ10 гомолог B, митохондриальный). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально для исследований дыхательной цепи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	COQ10B Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	COQ10B
Вид	Человек
GeneID	80219
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 38-150 человеческого COQ10B (NP_079423.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9H8M1
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	В сумке-холодильнике