

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Coq3 Для Вб, If/Icc, Ифа — Q9Nzj6

Артикул: CM0029810

введение

Поликлональные кроличьи антитела против COQ3, валидированные для ВБ, IF/ICC и ИФА. Направлены против митохондриальной О-метилтрансферазы биосинтеза убихинона. Перекрестно реагируют с COQ3 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований пути биосинтеза убихинона.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	COQ3 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	DHNBMT; bA9819.1; DHNBMTASE; UG0215E05; COQ3
Вид	Человек
ID гена (человек)	51805
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 50–369 COQ3 человека (NP_059117.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NZJ6
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	Холодопак