


Поликлональное Антитело Кролика Против Coq7 Для Вестерн-Блота И Ифа - Q99807

Артикул: CM0027974



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого COQ7 (3-деметоксиубихинон 3-гидроксилаза, зависимой от NADPH), валидированное для Вестерн-блота и ИФА. Проявляет перекрестную реакцию с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований биосинтеза убихинона и митохондриального стрессового ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против COQ7
Примечания/Алиасы	CAT5; CLK1; CLK-1; COQ10D8; COQ7
Вид	Человек
ID гена	10229
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 37-217 человеческого COQ7 (NP_057222.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99807
Молекулярная масса белка	24 кДа
Доставка	Хладоэлемент