

Поликлональное Антитело Anti-Cor28 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q8L983

Артикул: CM0021097

введение

Кроличье поликлональное антитело против COR28 Arabidopsis thaliana для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для исследований циркадных ритмов и холодового стресса растений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье пАб COR28
Примечания/псевдоним	F17I5.170; F17I5_170; COR28
Вид	Arabidopsis thaliana
GeneID	829544
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50-170 COR28 Arabidopsis thaliana (NP_567946.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрёстная реактивность	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q8L983
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом